



	<b>ABO &amp; Rho (D) Forward grouping confirmation card</b>
<b>Application</b>	For confirmation of ABO and Rho (D) blood group systems
<b>Card Configuration</b>	A-B-D-A-B-D / Two profiles per card
<b>Reagent</b>	Matrix™ ABO & Rho (D) forward grouping confirmation card contains: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Six microtubes prefilled with Matrix™ gel in suitable buffer, and with specific monoclonal Anti-A, Anti-B and Anti-D (VI-) antibody in appropriate positions</li> </ul>
<b>Standardisation</b>	Follows FDA guidelines
<b>Storage / Stability</b>	4-25°C, 12 months

Presentation	Pack	Cat.No.
<b>Matrix™ ABO &amp; Rho (D) forward confirmation grouping card</b>	24 cards	10255024



## Matrix™ ABO / Rho (D) Forward Grouping Confirmation Card

**Intended Use:** \_\_\_\_\_

Matrix™ ABO & Rho (D) Forward grouping card is used for detecting the Forward group and type of human blood according to the ABO / Rho (D) system.

### Matrix™ ABO / Rho (D) Forward Grouping Confirmation Card kit components:

<b>Matrix™ Gel System ABO / Rho (D) Forward Grouping Confirmation card</b>	Matrix™ ABO / Rho (D) Forward grouping card contains six microtubes, prefilled with gel in a suitable buffer and with specific monoclonal Anti-A, Anti-B and Anti-D (IgM) (VI-) antibody in appropriate microtubes. The gel contains a suitable preservative
<b>Configuration</b>	A-B-D-A-B-D / Two profiles per card
<b>Other Accessories</b>	Card fitment and Package Insert

### Performance Characteristics:

**Standardization:** Follows FDA guidelines

FEATURES	BENEFITS
<b>Stable End Reactions</b>	Read results hours later Can be saved for QA or peer review Can be photocopied for documentation
<b>Objective Interpretation of results</b>	Easy Interpretation of weak reactions Relatively skill free
<b>Enhanced Sensitivity</b>	Better detectability especially in antibody screen and cross match
<b>Small sample size</b>	More flexible More convenient
<b>Indigenously Manufactured</b>	Easy availability Long shelf life Another first from Tulip
<b>Tulip's Technical Support</b>	Dependability

Storage / Stability	Temperature	Duration
Unopened kit	4-25°C	12 Months
Opened card	---	Use immediately

Available Pack Sizes
24 Cards/48 Profiles